

Nome

Panca per inversione modello Back Lift- PROGRAMMA TOSO

DESTINAZIONE D'USO

Esercizi in scarico per la colonna vertebrale.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Sfruttando i principi di "inversione di gravità" con l'ausilio del telecomando si potranno effettuare delle microregolazioni in modo da raggiungere agevolmente la posizione desiderata. Mantenendo la posizione di "scarico" per alcuni minuti si riduce la tensione muscolare e la pressione dei dischi su tutto il tratto della colonna.

IMMAGINE PRODOTTO



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Dimensioni d'ingombro(minima estensione)LxPxH	mm (2100x500x700)
Altezza massima apertura	mm 1440
Peso complessivo attrezzatura	49 Kg
Peso massimo utilizzatore	130 Kg
Alimentazione elettrica	230/240 V ±10%
Accessori in dotazione	Cuscino per la testa, appoggiascose in memory, supporto lombare

RIFERIMENTI

Informazioni sul costruttore	Donati Srl Via Francesca Nord 50, 56010 Vicopisano (PI) ITALY
Certificazione attrezzatura	CE UNI EN 957-1 2006
Classe	S - uso professionale
Garanzia	36 mesi

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	Acciaio verniciato grigio
Rivestimenti	Nabuk col.nero
Imbotiture	Gommapiuma; Viscoelastico (memory)
Kit elettrico	Conforme direttive comunitarie 2006/95 CE; 2004/108 CE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'assenza di vincoli sulle caviglie ed il mantenimento della posizione a gambe flesse durante l'esercizio, favorisce il rilassamento e la distensione naturale della muscolatura, elemento indispensabile per l'efficacia della trazione. Occorre sottolineare che, l'uso di questo attrezzo da solo non è sufficiente ma va abbinato agli esercizi attivi di cinesiterapia adattati alle esigenze del soggetto. Per stare bene con la schiena è fondamentale usare correttamente la colonna vertebrale nelle posture, nei movimenti quotidiani e durante il riposo notturno.